

EN NITRILE GLOVES**TO PUT ON THE GLOVES:**

1. Remove all hand and wrist jewelry and wash your hands.
2. Make sure to select gloves with the right size for a more secure fit. Put the gloves on the prepared work surface.
3. Hold the glove with your non-dominant hand, touch only the inside of the glove when you insert your dominant hand inside.
4. Use your dominant gloved hand to put on the glove on your other hand.
5. When both gloves are on, you can touch the outside of the gloves to ensure a proper fit.

TO REMOVE THE GLOVES:

1. Use your dominant hand to hold the glove of your non-dominant hand at the wrist.
2. Pull the glove away from your hand, fold it and put it in your dominant gloved hand.
3. Pull away the second glove from your dominant hand, turn it inside out while you pull it out so that the first glove is wrapped inside.
4. Dispose of the gloves.

SV NITRILHANDSKAR**ATT SÄTTA PÅ HANDSKARNA:**

1. Ta bort alla hand- och handledssmycken och tvätta händerna.
2. Se till att välja handskar med rätt storlek för en säkrare passform. Lägg handskarna på den förberedda arbetsytan.
3. Håll handsken med din icke-dominanta hand, rör bara insidan av handsken när du sätter in din dominerande hand inuti.
4. Använd din dominanta hand med handsken på för att sätta på dig handsken på din andra hand.
5. När båda handskarna är på kan du röra utsidan av handskarna för att få rätt passform.

ATT TA AV HANDSKARNA:

1. Använd din dominanta hand för att hålla fast handsken på din icke-dominerande hand vid handleden.
2. Dra handsken bort från handen, vik den och lägg den i din dominanta hand med handsken.
3. Dra bort den andra handsken från din dominanta hand, vrid den ut och in medan du drar ut den så att den första handsken hamnar inuti.
4. Kassera handskarna.

NO NITRILHANSKER**SLIK TAR DU PÅ HANSKENE:**

1. Fjern alle smykker på hender og håndledd, og vask hendene.
2. Sørg for å velge hansker med riktig størrelse for å få en tettstittende passform. Legg hanskene på den forberedte arbeidsflaten.
3. Hold hansken med den ikke-dominante hånden, og berør bare innsiden av handsken når du fører den dominante hånden inn i den.
4. Bruk den dominante hånden med hanske til å ta på deg handsken på den andre hånden.
5. Når begge hanskene er på, kan du ta på utsiden av hanskene for å sikre at de sitter riktig.

SLIK TAR DU AV HANSKENE:

1. Bruk den dominante hånden til å holde handsken på den ikke-dominante hånden ved håndleddet.
2. Trekk handsken bort fra hånden, brett den sammen og hold den i den dominante hånden som fortsatt har hanske på.
3. Trekk den andre handsken av den dominante hånden og snu den på vrangen mens du trekker den av, slik at den første handsken blir pakket inn i den andre.
4. Kast hanskene.

DA NITRILHANDSKER**SÅDAN TAGES HANDSKERNE PÅ:**

1. Fjern alle hånd- og håndledssmykker, og vask dine hænder.
2. Sørg for at vælge den rigtige størrelse handsker, så de sidder bedre. Læg handskerne på den klargjorte arbejdsflade.
3. Hold handsken med din ikke-dominerende hånd, og rør kun ved indersiden af handsken, når du stikker din dominerende hånd ind.
4. Brug din dominerende hånd med handsken på til at sætte handsken på din anden hånd.
5. Når begge handsker er på, kan du røre ved ydersiden af handskerne for at få den rigtige pasform.

SÅDAN TAGES HANDSKERNE AF:

1. Brug din dominerende hånd til at tage fat i handsken på din ikke-dominerende hånd ved håndleddet.
2. Træk handsken væk fra hånden, fold den, og læg den i din dominerende hånd med handsken.
3. Træk den anden handske væk fra din dominerende hånd, og vend den på vrangen, mens du trækker den ud, så den første handske ender indeni.
4. Bortskaf handskerne.

PL RĘKAWICE NITRYLOWE

ZAKŁADANIE RĘKAWIC:

1. Zdejmij całą biżuterię z dłoni i nadgarstków i umyj ręce.
2. Upewnij się, że masz rękawice we właściwym rozmiarze, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie. Połóż rękawice na przygotowanej powierzchni roboczej.
3. Chwyc rękawicę ręką niedominującą, dotykając tylko wewnętrznej strony rękawicy, gdy wkładasz do niej rękę dominującą.
4. Użyj dominującej ręki w rękawicy, aby założyć drugą rękawicę.
5. Po założeniu obu rękawic możesz dotknąć ich zewnętrznej strony, aby ewentualnie poprawić dopasowanie.

ZDEJMOWANIE RĘKAWIC:

1. Dominującą ręką chwyc rękawicę niedominującej ręki przy nadgarstku.
2. Odciągnij rękawicę od dłoni, ściągnij ją i włóż do dominującej dłoni.
3. Ściągnij rękawicę z dominującej ręki i wyrwóć ją na lewą stronę, tak aby pierwsza rękawica była owinięta wewnątrz.
4. Wyrzuć rękawice.

DE NITRILHANDSCHUHE

SO ZIEHEN SIE DIE HANDSCHUHE AN:

1. Entfernen Sie Schmuck an den Händen und Handgelenken und waschen Sie Ihre Hände.
2. Achten Sie darauf, Handschuhe mit der richtigen Größe für einen sichereren Sitz auszuwählen. Legen Sie die Handschuhe auf die vorbereitete Arbeitsfläche.
3. Halten Sie den Handschuh mit Ihrer nicht dominanten Hand, berühren Sie nur die Innenseite des Handschuhs, wenn Sie Ihre dominante Hand hineinstecken.
4. Ziehe den anderen Handschuh mit der dominanten Hand an.
5. Wenn Sie beide Handschuhe an haben, können Sie die Außenseite der Handschuhe berühren, um einen richtigen Sitz zu gewährleisten..

SO ZIEHEN SIE DIE HANDSCHUHE AUS:

1. Benutzen Sie Ihre dominante Hand, um den Handschuh der nicht dominanten Hand am Handgelenk zu halten.
2. Ziehen Sie den Handschuh von der Hand ab, falten Sie ihn und nehmen Sie ihn in die dominante Hand.
3. Ziehen Sie den zweiten Handschuh von der dominanten Hand ab, drehen Sie ihn von innen nach außen, während Sie ihn herausziehen, sodass der erste Handschuh innen eingewickelt ist.
4. Entsorgen Sie die Handschuhe.

FI NITRIILIKÄSINEET

KÄSINEIDEN PUKEMINEN:

1. Poista kaikki käsi- ja rannekorut ja pese kätesi.
2. Varmista, että valitset oikean kokoiset käsineet, jotta ne istuvat hyvin. Aseta käsineet valmistellulle työtasolle.
3. Tartu käsineeseen heikommalla kädelläsi ja kosketa vain käsineen sisäpuolta, kun työnnät vahvemman kätesi käsineeseen.
4. Käytä vahvempaa, käsineeseen puettua kättäsi, kun puuet toisen käden käsineen.
5. Kun molemmat käsineet on puettu, voit koskettaa käsineiden ulkopintaa varmistaaksesi, että ne istuvat hyvin.

KÄSINEIDEN RIISUMINEN:

1. Pidä vahvemmalla kädelläsi kiinni toisen käden käsineestä ranteen kohdalta.
2. Vedä käsine pois kädestäsi, taita se ja laita se vahvempaan, käsineeseen puettuun käteesi.
3. Vedä toinen käsine pois vahvemmasta kädestäsi ja käännä se nurinpäin samalla kun vedät sen ulos niin, että ensimmäinen käsine on taitettuna sen sisällä.
4. Hävitä käsineet.

FR GANTS EN NITRILE

POUR ENFILER LES GANTS :

1. Retirez tous les bijoux de main et de poignet, et lavez-vous les mains.
2. Veillez à opter pour des gants de la taille appropriée pour un ajustement plus sûr. Placez les gants sur la surface de travail préparée.
3. Tenez le gant avec votre main non dominante. Touchez uniquement l'intérieur du gant quand vous glissez votre main dominante à l'intérieur.
4. Utilisez votre main gantée dominante pour enfiler le gant de l'autre main.
5. Une fois les deux gants enfilés, vous pouvez toucher l'extérieur des gants pour veiller à un bon ajustement

POUR RETIRER LES GANTS :

1. Utilisez votre main dominante pour tenir le gant de votre main non dominante au niveau du poignet.
2. Retirez le gant de votre main, pliez-le et mettez-le dans la paume de votre main gantée dominante.
3. Retirez le second gant de votre main dominante, retournez-le tout en le tirant de façon à ce qu'il enveloppe le premier.
4. Jetez les gants.

NL NITRILHANDSCHOENEN**DE HANDSCHOENEN AANTREKKEN:**

1. Verwijder alle hand- en polssieraden en was uw handen.
2. Zorg ervoor dat u handschoenen met de juiste maat kiest voor een betere pasvorm. Leg de handschoenen op het voorbereide werkblad.
3. Houd de handschoen vast met uw niet-dominante hand, raak alleen de binnenkant van de handschoen aan wanneer u uw dominante hand naar binnen steekt.
4. Gebruik uw dominante gehandschoende hand om de handschoen aan uw andere hand aan te trekken.
5. Zodra u beide handschoenen hebt aangetrokken, kunt u de buitenkant van de handschoenen aanraken om een goede pasvorm te garanderen.

DE HANDSCHOENEN UITTREKKEN:

1. Gebruik uw dominante hand om de handschoen van uw niet-dominante hand bij de pols vast te houden.
2. Trek de handschoen weg van uw hand, vouw hem op en leg hem in uw dominante gehandschoende hand.
3. Trek de tweede handschoen weg van uw dominante hand, draai hem binnenstebuiten terwijl u hem uittrekt, zodat de eerste handschoen erin is gewikkeld.
4. Gooi de handschoenen weg.



EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSERKLÄRING /
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG /
EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING

Jula Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Artikelnummer / Numer artykułu / Artikkelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer

027509 – 027512, 027799

BLUEWEAR®

Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten./ Denne overensstemmelseserklæring er utstedt under produsentens eneansvar. / Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. / La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant./

NITRILGLOVES / NITRILHANDSKAR / NITRILHANDSKER / NITRILHANDSKER / RĘKAWICE NITRYLOWE /
NITRILHANDSCHUHE / NITRIILIKÄSINE VIILTOSUOJA / GANTS EN NITRILE / NITRILHANDSCHOENEN

Size 7 – 11

Type B: KPT

Conforms to the following directives, regulations and standards:/ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder:/ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder:/ Overholder følgende direktiver, forordninger og standarder:/ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacją i normami:/ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen:/ Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen:/ Conforme aux directives, règlements et normes suivants:/ Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:

Directive/Regulation	Harmonised standard
PPE (EU) 2016/425	EN 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (type B: KPT), EN ISO 374-5:2016 (incl virus)

The PPE is identical to the PPE which is subject of EU type examination certificate No: Skyddsutrustningen är identisk med den som står föremål för EU typkontrollintyg nr: Dette personlige verneutstyret er identisk med det verneutstyret som står som föremål for EF-typeprøvningscertifikat nr.: Beskyttelsesudstyret er identisk med det, der er omfattet af EU-typeafprøvningsattest nr.: Środki ochrony są identyczne z tymi, których dotyczy świadectwo badania typu UE nr: De PBM is identiek aan de PBM die voorwerp is van het EU-typekeuringscertificaat nr.: Henkilönsuojain on samanlainen kuin EU-tyyppitarkastustodistuksen nro: L'EPI est identique à l'EPI auquel s'applique l'attestation d'examen CE de type n°: Die PSA ist identisch mit der PSA, die Gegenstand der EU-Baumusterprüfbescheinigung ist, Nr.: 2777/17447-03/E43-01	
Conformity assessment procedure according to (EU) 2016/425: Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt (EU) 2016/425: Framgångsmåter för samsvarsvurdering iht. (EU) 2016/425: Overensstemmelsesvurderingsprocedure i henhold til (EU) 2016/425: Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy (EU) 2016/425: Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Verordnung (EU) 2016/425: (EU) 2016/425:n mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: Procédure d'évaluation de la conformité conformément à (UE) 2016/425: Conformiteitsbeoordeling conform (EU) 2016/425: D	
Name and address of the notified body involved: Namn och adress hos involverat kontrollorgan: Nnavn og adresse til det aktuelle meldte organet: Navn og adresse på bemyndiget organ: Nazwa i adres organu kontrolnego: Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle: Ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite: Nom et adresse de l'organisme notifié: Naam en adres van de betrokken aangemelde instantie:	SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Ireland NB 2777

This product was CE marked in year:/ Produkten CE-märktes år:/ Dette produktet ble CE-merket dette året:/ Produktet blev CE-mærket i år:/ Wyrób oznakowany znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr:/ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna:/ Ce produit a reçu le marquage CE en:/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -24

Signed for and on behalf of / Undertecknad för och på uppdrag av / Signert for og på vegne av / Underskrevet for og på vegne af /
Podpisano w imieniu i na rzecz / Unterzeichnet für und im Auftrag von / Allekirjoitettu puolesta ja puolesta / Signé pour et au nom de /
Ondertekend voor en namens:

Skara 2024-09-17

Göran Martinsson
QUALITY AND AFTER SALES MANAGER