

TEKNISKE DATA	
Måleområde, puls	30-250 slag/min
Strømforsyning	2 stk. R03 (AAA), 1,5V alkaliske eller genopladelige
Spænding	2,6-3,6 V
Batteriets driftstid	24 timer ved kontinuerlig brug
Strømförbrug	≤ 25 mA
Mål	L 57 x B 31 x H 32 mm
Vægt	ca. 50 g (inklusive batterier)
Beskyttelsesklasse	Udstyr med intern strømforsyning, type BF, patientpåført del
Kapslingsklasse	IP22

SpO₂ (se note 1)	
Visningsområde	0-99 %
Måleområde	0-100%
Nøjagtighed (se note. 2) ±2 % i området 70-100 % SpO2, ikke specificeret under 70 %	
Opløsning	1 %

Puls	
Visningsområde	30-250 slag/min
Måleområde	30-250 slag/min
Nøjagtighed	±2 slag/min eller ±2 % (alt efter hvilken værdi der er størst)
Opløsning	1 slag/min

Nøjagtighed ved lav blodgennemstrømning (se note. 3)	
Lav blodgennemstrømning 0,4 %	
SpO2: ±4%; Puls: ±2 slag/min eller ±2% (alt efter hvilken værdi der er størst)	
Følsomhed over for forstyrrelser, lys	Under normale lysforhold er SpO2-målingsafvigelsen ≤ 1 %
Optisk sensor (se note. 4)	
Rød nærinfrarød	bølglængde 660 nm, optisk udgangseffekt 6,65 mW
Infrarød stråling	bølglængde 905 nm, optisk effekt 6,75 mW

BFM.

- Den anførte SpO2-nøjagtighed skal understøttes af kliniske målinger over hele måleområdet. Iltmætningen (SpO2) skal holdes stabil i området **70-100 %** på kunstig vis og sammenlignes med SpO2-værdier, der måles samtidig med et sekundært standardpulsoksimeter, for at producere parrede data, der kan bruges til nøjagtighedsanalyse. 12 raske frivillige (6 mænd og 6 kvinder i alderen 18-45 år, herat 2 med kraftig pigmentering, 8 med middel pigmentering og 2 med svag pigmentering) indgår i undersøgelsen.
- Da målinger foretaget med pulsoximeterudstyr er statistisk fordelte, kan kun ca. to tredjedele af målingerne forventes at ligge inden for ± Arms af den værdi, der er målt med et CO-OXIMETER.
- Percentvis modulering af det infrarøde signal som en indikation af pulserende systoliske tryk, patient simulator er blevet brugt til nøjagtighedsverifikation ved lav blodgennemstrømning. SpO2- og pulsværdierne er forskellige på grund af lav signalstyrke sammenlignet med de kendte SpO2- og pulsværdier for indgangssignalet.
- Både lysensorer (lysmødtagere) og lysendere kan påvirke og påvirkes af andet medicinsk udstyr, der opererer i samme bølglængdeområde. Det skal sundhedspersonalet tage højde for, når de f.eks. udfører lysterapi.
- Nøjagtigheden af pulsmålingen er blevet verificeret med en patient simulator og er angivet som den effektive værdien af forskellen mellem den målte pulsværdi og den pulsværdi, der er indstillet i simulatoren.

KRAV TIL DRIFTSMILJØET

Opbevaring	
Temperatur	-40 til 60 °C
Relativ luftfugtighed	≤ 95 %
Atmosfærisk tryk	500 til 1060 hPa
Drifts	
Temperatur	10 til 40 °C
Relativ luftfugtighed	≤ 75 %
Atmosfærisk tryk	700 til 1060 hPa
Producent	
Contec medical systems co., LTD	
No. 112 Qinhuang West Street, economic and technical development Zone, Qinhuangdao, Hebei province, People's Republic of China.	
Telefonnr.: 0086-3358015430 Fax: 0086-335-8015431 hjemmeside: www.contecmed.com	
Europæisk repræsentant	
Prolinx GmbH	
Brehmstr. 56,40239 Düsseldorf, Tyskland	
Tlf: 0049 211 3105 4698, E-mail: med@eulinx.eu	

BESKRIVELSE
DELE
<i>Tænd-/slukknop</i> <i>Visning af iltmætning</i> <i>Indikator for underspænding</i> <i>Pulsvisning</i> <i>Pulsindikator (bjelke)</i>
FIGUR 1
OVERSIGT

Iltmætning (SpO₂ er den andel af det samlede hæmoglobin i blodet, som udgøres af HbO₂, hvilket er et mål for iltkoncentrationen i blodet. Dette er en vigtig respirations- og cirkulationsparameter. Flere respiratoriske sygdomme kan medføre fald i blodets iltmætning (SpO2). Forstyrrelser i kroppens iltlings- og reguleringssystemer, skader under kirurgiske indgreb eller andre medicinske procedurer eller undersøgelses kan også forringe kroppens iltning og vise sig som f.eks. svimmelhed, impotens og kvalme/opkastning. I mere alvorlige tilfælde kan disse symptomer være livstruende. Evnen til hurtigt og præcist at bestemme patientens SpO2 er derfor af stor betydning for at kunne opdele og afværge potentiell fare i tide.

Målingen har høj nøjagtighed og repeterbarhed og foretages ved, at brugeren blot stikker en finger ind i åbningen på IR-målekammeret. Iltmætningen (SpO2) vises derefter på displayet.

Anvendelsesområde
Produktet kan bruges til måling af iltmætning og puls i fingerspiderne. Pulsstyrken vises med en bjælke på displayet. Produktet er velegnet til brug i private husholdninger såvel som i sundhedscentre, på hospitaler osv.
OPSÆTNING
BATTERI
- Indsæt 2 stk. batterier af størrelse R03 (AAA) med den rette polaritet. - Sæt batteridækslet på plads igen.
FIGUR 2
OBS!
- Sæt batterierne forsigtigt i - forkert isætning kan beskadige produktet. - Blinkende batterisymbol advarer om lavt batteriniveau.

MONTERING AF BÆRESTROPPER
- Træk den ene del af stroppen gennem hullet. - Træk den anden del af stroppen gennem den første løkke, og stram til.
FIGUR 3
BETJENING
FUNKTIONSPRINCIP
Måleprincip
Måledataene behandles i henhold til en erfaringsformel baseret på Beer-Lamberts lov om absorptionsegenskaberne for infrarød stråling og nær-infrarødt lys for reductivt hæmoglobin (Hb) og oxyhæmoglobin (HbO ₂). Målingen sker ved hjælp af fotocelleteknologi, hvor to stråler med forskellige bølglængder fokuseres på fingerspidsen gennem en måleklemme med fingerspidsensor. Målsignalet registreres af en fotocelle og analyseres af en mikroprocessor, hvorefter måleresultaterne vises på displayet.
<i>Sensorer for infrarød stråling og nærinfrarødt lys.</i> <i>Modtagere af infrarød stråling og nærinfrarødt lys.</i>
FIGUR 4

- Kliniske begrænsninger**
- Målingen kræver en tydelig lys testpersonen. I tilfælde af svag puls, fx på grund af chok, kraftig nedkøling, større blødning eller brug af karsammentrækkende midler vil iltmætningskurven (plethysmografikurven) blive svækket. Under sådanne omstændigheder bliver målingen mere følsom over for forstyrrelser.
 - For personer med kraftig hudpigmentering eller med høje niveauer af kontrastvæske (fx methyblå eller indigogrøn) kan måling af iltmætning med dette produkt være upålidelig.
 - For personer med anæmisk hypoxi og toksisk hypoxi eller hæmoglobinforstyrrelser såsom kulitubundet hæmoglobin (HbCO), methioninbundet hæmoglobin (HbMe) eller sulfatbundet hæmoglobin (HbSu) kan måling af iltmætning med dette produkt være upålidelig. Produktet kan i nogle tilfælde indikere hypoxi, men yderligere prøvetagning med andre metoder er påkrævet.
 - Da iltmætning bruges som referenceværdi til at vurdere anæmisk hypoxi og toksisk hypoxi, kan nogle personer med svar hypoxi have gode værdier for iltmætning.
 - Kontraindikationer: ingen.

BETJENING
- Sæt de to batterier i med korrekt polaritet, hvis det ikke allerede er gjort, og sæt batteridækslet på igen. - Åbn målekammeret som vist.
FIGUR 5
- Sæt fingeren ind, og placer den mod målekammerets gummipuder, kontroller, at fingeren er placeret korrekt, og luk målekammeret omkring fingeren. - Tryk én gang på tænd/sluk-knappen på frontpanelet. - Sid stille, og hold hånden og fingeren i ro under målingen. - Aflæs måleresultaterne. - Åbn målekammeret, og nulstil det ved at trykke på knappen.
OBS!

Neglen skal vende mod senderen (lyskilden).

VEDLIGEHOLDELSE
- Rengør og tør produktet før og efter hver brug i henhold til instruktionerne nedenfor. - Udskift batterierne, når indikatoren for underspænding vises. - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. - Produktet behøver ikke at blive kalibreret under vedligeholdelse.

RENGØRING
- Sluk for produktet, og tag batterierne ud for rengøring. - Nedsenk ikke produktet eller batterierne i vand eller andre væsker. - Tør målekammeret af med en blød klud, der er fugtet med 75 procent sprit. - Tør bærestroppen og ydersiden af produktet af med en blød klud, der er fugtet med sæbeopløsning eller isopropylalkohol, og lad den lufttørre eller tør den med en ren, blød klud. Sprøjt ikke sprit eller anden væske direkte på produktet, og lad ikke væske trænge ind i produktet.

- ADVARSEL!**
- Produktet må ikke steriliseres i en autoklave.
 - Nedsenk aldrig produktet i vand eller andre væsker.

TRANSPORT OG OPBEVARING
- I passende emballage kan produktet transporteres med almindelige kurer- og transportfirmaer eller i henhold til særlige transportaftaler. Beskyt produktet mod slag, stød, vibrationer og regn eller andre former for vandsprøjt. Produktet må ikke transporteres sammen med farligt eller ætsende gods. - Produktet skal opbevares i egnet emballage i et godt ventileret rum uden ætsende atmosfære ved en temperatur mellem -40 og +60 °C og ved en relativ luftfugtighed, der ikke overstiger 95 %.
ADVARSEL!
Opbevar produktet på et tørt sted. Fugt kan forkorte produktets levetid eller beskadige produktet.

FEJLFINDING		
Problem	Mulig årsag	Løsning
	Fingeren er ikke placeret korrekt i målekammeret.	Placer din finger korrekt, og prøv igen.
Iltmætning (SpO ₂) og puls vises ikke normalt.	Patienten bevæger sig eller holder ikke fingeren stille. Kravene til driftsmiljøet for produktet er ikke opfyldt. Produktet har en funktionsfejl.	Hjælp patienten med at ligge helt stille. Brug produktet i det korrekte miljø. Kontakt forhandleren.
Iltmætning (SpO ₂) og puls vises ikke stabilt.	Fingeren er ikke ført dybt nok ind i målekammeret. Patienten bevæger sig eller holder ikke fingeren stille.	Placer din finger korrekt, og prøv igen. Hjælp patienten med at ligge helt stille.
Produktet kan ikke startes.	Batterierne er afladet.	Udskift batterierne.
	Batterierne er sat forkert i.	Sæt batterierne korrekt i.
	Produktet har en funktionsfejl.	Kontakt forhandleren
Displayet slukker/ pulsløslig.	Produktet er skiftet til energibesparende tilstand.	Dette er ikke en fejl og kræver ingen handling.
	Batterierne er afladet.	Udskift batterierne.
	Produktet har en funktionsfejl.	Kontakt forhandleren

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)
Retningslinjer og producentens erklæringer om elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr og systemer.
OBS!
- Produktet skal bruges i et elektromagnetisk miljø og under elektromagnetiske forhold i henhold til nedenstående retningslinjer. - Der kan opstå målefejl, hvis produktet udsættes for radiofrekvente eller elektromagnetiske felter. Andet udstyr, der anvendes i nærheden af produktet, skal derfor opfylde de tilsvarende EMC-krav. Mobiltelefoner, røntgenapparater og udstyr til magnetisk resonans-tomografi er potentielle kilder til interferens, da de kan udsende elektromagnetisk stråling med høj intensitet. - Se forrige kapitel for minimumsværdier for brugerens fysiologiske signaler. Målenøjagtigheden bliver dårlig, når produktet arbejder med værdier, der er lavere end de minimumsværdier, der er angivet ovenfor. - Brug af andre reservedele, tilbehør eller ledninger end dem, der anbefales eller sælges af producenten, kan øge produktets elektromagnetiske stråling eller nedsætte dets elektromagnetiske immunitet. - Produktet må ikke bruges i umiddelbar nærhed af elektrisk udstyr eller placeres mellem eller stables oven på forskelligt elektrisk udstyr. Hvis en sådan brug bliver nødvendig, skal produktets funktion kontrolleres for at sikre, at der ikke opstår uacceptabel funktionspåvirkning i den udstyrskonfiguration, der skal bruges. - Enheder og systemer kan blive forstyrret af andet udstyr, selv om det opfylder de gældende nationale krav. - Grundlæggende ydeevne: Absolut målenøjagtighed for SpO2 er ±2 % i området 70-100 %, målenøjagtighed for puls er ±2 slag/min eller ±2 % (alt efter hvilken værdi der er højst) i området 30-250 slag/min.

produktet, skal derfor opfylde de tilsvarende EMC-krav. Modifiseringer, tilbehørsapparater og udvidelse til magnetisk resonans-tomografi er potentielle kilder til interferens, da de kan udsende elektromagnetisk stråling med høj intensitet.

- Se forrige kapitel for minimumsværdier for brugerens fysiologiske signaler. Måleøjagtigheden bliver dårlig, når produktet arbejder med værdier, der er lavere end de minimumsværdier, der er angivet ovenfor.
- Brug af andre reservedele, tilbehør eller ledninger end dem, der anbefales eller sælges af producenten, kan øge produktets elektromagnetiske stråling eller nedsætte dets elektromagnetiske immunitet.
- Produktet må ikke bruges i umiddelbar nærhed af elektrisk udstyr eller placeres mellem eller stables oven på forskelligt elektrisk udstyr. Hvis en sådan brug bliver nødvendig, skal produktets funktion kontrolleres for at sikre, at der ikke opstår uacceptabel funktionspåvirkning i den udstyrskonfiguration, der skal bruges.
- Enheder og systemer kan blive forstyrret af andet udstyr, selv om det opfylder de gældende nationale krav.
- Grundlæggende ydeevne: Absolut måleøjagtighed for SpO₂ er $\pm 2\%$ i området 70-100 %, måleøjagtighed for puls er ± 2 slag/min eller ± 20 % (alt efter hvilken værdi der er højst) i området 30-250 slag/min.

RETNINGSLINJER OG PRODUCENTENS ERKLÆRING VEDRØRENDE ELEKTROMAGNETISK STRÅLING			
Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø i henhold til specifikationerne nedenfor. Det er kundens eller brugerens ansvar at sikre, at det elektromagnetiske miljø, som produktet anvendes i, opfylder disse specifikationer.			
Immunitetstest	Oversensstem-	Testniveau i henhold til IEC 60601	Retningslinjer for det elektromagnetiske miljø
Elektrostatisk afladning (ESD) IEC 61000-4-2	8 kV	8 kV over ledningsbåret 15 kV over luftgap	Gulvoverfladen skal bestå af træ, beton eller fliser. I rum med syntetiske gulvbelægninger skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Følg i givet fald producentens anbefalinger vedrørende foranstaltninger mod elektrostatisk udladning.
Strømfrekvens (50 Hz) magnetfelt IEC-61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Netfrekvensens magnetfelt skal være på niveauet, der er karakteristiske for et normalt brugsted i et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

Immunitetstest	Testniveau i henhold til IEC 60601	Oversensstem-melseniveau	Retningslinjer for det elektromagnetiske miljø
Radiofrekvens-stråling CISPR 11	Gruppe 1	3 A/m	Produktet bruger kun radiofrekvensenergi til produktets interne funktioner. Den udsågende radiofrekvens-stråling er derfor meget lav, og sandsynligheden for, at den forårsager interferens med elektronisk udstyr i nærheden, er lav.
Radiofrekvent stråling CISPR 11	Klass B	3 A/m	Klasse B-udstyr kan bruges til husholdningsbrug og i installationer, der er direkte forbundet med lavspændingsnetværk i beboelsesejendomme.

Retningslinjer og producentens erklæringer om elektromagnetisk immunitet for udstyr og systemer.

RETNINGSLINJER OG PRODUCENTENS ERKLÆRING VEDRØRENDE ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET			
Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø i henhold til specifikationerne nedenfor. Det er kundens eller brugerens ansvar at sikre, at det elektromagnetiske miljø, som produktet anvendes i, opfylder disse specifikationer.			
Immunitetstest	Testniveau i henhold til IEC 60601	Oversensstem-melseniveau	Retningslinjer for det elektromagnetiske miljø
			Gulvoverfladen skal bestå af træ, beton eller fliser. I rum

elektrostatisk afladning (ESD) IEC 61000-4-2	ledningsbåret 15 kV over luftgap	ledningsbåret 15 kV over luftgap	skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Følg i givet fald producentens anbefalinger vedrørende foranstaltninger mod elektrostatisk udladning.
Strømfrekvens (50 Hz) magnetfelt IEC-61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Netfrekvensens magnetfelter skal være på niveauet, der er karakteristiske for et normalt brugsted i et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.

RETNINGSLINJER OG PRODUCENTENS ERKLÆRING VEDRØRENDE ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø i henhold til specifikationerne nedenfor. Det er kundens eller brugerens ansvar at sikre, at det elektromagnetiske miljø, som produktet anvendes i, opfylder disse specifikationer.

Udstrålede radiofrekvente forstyrrelser IEC 61000-4-3	3 kV (0,15-80 MHz) 6 V (ISM-bånd 0,15-80 MHz) 10 V/m (80 MHz-2,7 GHz)	3 V (0,15-80 MHz), 6 V (ISM-bånd 0,15-80 MHz) 10 V/m	Bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr må ikke bruges tættere på nogen del af produktet eller dets kabler end den anbefalede minimumsafstand i henhold til den formel, der gælder for den pågældende sender. Anbefalet minimumsafstand
	 d = 3.5 V i {\displaystyle d={\frac {3.5}{V_{i}}}{\sqrt {P}}} 	 d = 3.5 E i {\displaystyle d={\frac {3.5}{E_{i}}}{\sqrt {P}}} 	 d = 3.5 E i {\displaystyle d={\frac {3.5}{E_{i}}}{\sqrt {P}}} 80 MHz til 800 MHz
	 d = 3.5 E i {\displaystyle d={\frac {3.5}{E_{i}}}{\sqrt {P}}} 	 d = 3.5 E i {\displaystyle d={\frac {3.5}{E_{i}}}{\sqrt {P}}} 800 MHz til 2,7 GHz	800 MHz til 2,7 GHz
	hvor <i>P</i> er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) angivet af senderproducenten, og <i>d</i> er den anbefalede minimumsafstand i meter (m).		
	Feltstyrken fra faste radiosendere , som bestemt ved elektromagnetisk måling ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ , skal være mindre end det specificerede oversensstemmelseniveau for det respektive frekvensområde ³ . Der kan forekomme forstyrrelser i nærheden af udstyr, der er markeret med symbolet:		
	 (⋄<!-- ⋄ -->) {\displaystyle (\diamond)} 		

Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.

Note 2: Disse retningslinjer gælder ikke for alle situationer. Elektromagnetisk stråling kan påvirkes af absorption i og refleksion fra bygningskonstruktioner og andre objekter samt mennesker.

- Feltstyrken for faste sendere, som fx basestationer til mobiltelefoni og trådløse telefoner, kommunikationsradio, amplitude- eller frekvensmodulerede radio- og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med brugbar nøjagtighed. I tilfælde, hvor den elektromagnetiske miljøpåvirkning fra faste radiosendere er vigtig, bør man derfor overveje at foretage målinger af den elektromagnetiske

feltstyrke på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor produktet bruges, overskrider de gældende overensstemmelsesniveauer for radiofrekvent stråling, der er angivet ovenfor, skal produktet funktionstestes og kontrolleres for at sikre, at det fungerer korrekt. Hvis der observeres fejlagtig eller unormal funktion, kan det være nødvendigt at foretage sig yderligere, fx at dreje eller flytte produktet.

- I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 3 V/m. Anbefalede minimumsafstande mellem bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr og ikke-ivsoptretholdende udstyr og systemer.

ANBEFALEDE MINIMUMSAFSTANDE MELLER PRODUKTET OG BÆRBART OG MOBILT RADIOKOMMUNIKATIONSUDSTYR
Dette produkt er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede radiofrekvente forstyrrelser er kontrollerede og begrænsede. Kunden eller brugeren af produktet kan minimere risikoen for elektromagnetiske forstyrrelser ved at opretholde minimumsafstanden mellem produktet og bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr som anbefalet nedenfor, baseret på radiosendereffekt.

Radiosen-derens nominelle effekt P i watt (W)	Minimumsafstand d mellem produkt og radiosender i meter (m)		
150 kHz til 80 MHz	80 MHz til 800 MHz	800 MHz til 2,7 GHz	
 d = 3.5 P i {\displaystyle d={\frac {3.5}{P_{i}}}{\sqrt {P}}} 	 d = 3.5 E i {\displaystyle d={\frac {3.5}{E_{i}}}{\sqrt {P}}} 	 d = 3.5 E i {\displaystyle d={\frac {3.5}{E_{i}}}{\sqrt {P}}} 	
0,01	0,058	0,035	0,07
0,1	0,18	0,11	0,22
1	0,58	0,35	0,7
10	1,83	1,10	2,21
100	5,8	3,5	7

For radiosendere, hvis nominelle effekt P ikke er medtaget i tabelværdierne, kan minimumsafstanden d beregnes ved hjælp af den formel, der gælder for senderens frekvens, hvor sendereffekten *P* skal udtrykkes i W.

Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder minimumsafstanden for det højere frekvensområde.

Note 2: Disse retningslinjer gælder ikke for alle situationer. Elektromagnetisk stråling kan påvirkes af absorption i og refleksion fra bygningskonstruktioner og andre objekter samt mennesker.

PL
- Ninjiesza instrukcija obsługi została opracowana zgodnie z dyrektywą Rady UE 93/42/EWG (MDD) dotyczącą sprzętu medycznego i z normami harmonizowanymi. Na skutek rozwoju produktu i aktualizacji oprogramowania informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez wcześniejszego uprzedzenia. - Produkt to wyrób medyczny wielorazowego użytku. - Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń i instrukcji bezpieczeństwa grozi wystąpieniem błędw w pomiarach, obrażeń ciała i szkód materialnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji powoduje utratę gwarancji. - Ze względu na ciągły rozwój produktu może on i jego parametry techniczne nieznacznie odbiegać od opisów zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Prosimy zwracać na to uwagę. - Producent ma pierwszeństwo interpretacji treści niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi może zostać zmieniona bez uprzedniego zawiadomienia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. - Regularnie sprawdzaj, czy produkt, jego czujniki i oporzewodowanie nie są uszkodzone ani nie występują inne czynniki mogące wpłynąć na funkcjonowanie urządzenia lub bezpieczeństwa użytkownika. Te kontrole należy wykonywać co najmniej raz w tygodniu. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. - Konserwacja i ewentualne naprawy może przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel. Produkt nie zawiera żadnych części, które może naprawić użytkownik. - Produktu nie można używać razem ze sprzętem, który nie jest zalecany w niniejszej instrukcji obsługi. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. - Produkt w momencie dostawy jest skalibrowany fabrycznie do prezentowania funkcjonalnego nasycenia tlenem. - Sprawdź, czy w zestawie nie brakuje żadnych części lub akcesoriów i czy nie są one uszkodzone oraz czy produkt działa prawidłowo. - Zużyty produkt lub baterie oraz wszystkie materiały, z których wykonano opakowanie, należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowuj opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko uduszenia!

- OSTRZEŻENIE!**
- Ryzyko wybuchu – **nie używaj produktu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów (na przykład łatwopalnych gazów wuspiających) lub pyłów.**
 - Produktu nie powinny używać osoby badane jednocześnie rezonansem magnetycznym lub tomografiem komputerowym – ryzyko oparzenia indukowanymi prądem.
 - Wyniki pomiaru wskazanے produkt nigdy nie mogą stanowić jedynej podstawy do stawianej diagnozy. Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie jako uzupełniająca pomoc diagnostyczna. Produktu wolno używać jedynie według wskazaek lekarza i na podstawie doświadczeń przy test` pacjent`a lub zmierzonych ob`awów.
 - Testerów działania nie można używać do oceny dokładności pomiarowej produktu.
 - Nadmienne użytkowanie może spowodować dyskomfort lub ból, zwłaszcza w przypadku użytkowników z uszkodzeniami mikrokrążenia. Komora pomiarowa produktu nie powinna być stosowana na tym samym palcu przez dłużej niż dwie godziny.
 - W przypadku niektórych użytkowników należy zastosować surowe ograniczenia. Produktu nie wolno używać na obolatyh, uszkodzonych lub ob`rękn`iętych tkankach.
 - Produkt emituje bliskie światło podczerwone i niewidoczne promieniowanie podczerwone, które jest szkodliwe dla oczu. Z tego względu nigdy nie wolno patrzeć prosto na źródło światła produktu.
 - Produkt zawiera silikon oraz tworzywa PVC, TPU, TPE i ABS. Biogodność tych materiałów została przetestowana i zatwierdzona zgodnie z wymogami normy ISO 10993-1. Produktu nie powinny używać osoby uczulone na tworzywa PVC, TPU, TPE i ABS.
 - Produktu nie wolno używać na palcach z pomalowanymi paznokciami lub naniesionymi innymi kosm

- Le fabricant porte responsabilité en cas de mesure causée par le non-respect de ces indications. Le non-respect de ces instructions annule la garantie.
- Du fait du développement continu du produit, le produit et ses caractéristiques techniques peuvent différer légèrement des descriptions faites dans ce mode d'emploi. Merci de votre indulgence sur ce point.
- L'interprétation du contenu de ce mode d'emploi revient au fabricant. Le mode d'emploi est susceptible d'être modifié sans notification préalable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-le pour des besoins futurs.

- Vérifiez régulièrement que le produit, ses capteurs et ses câbles ne sont pas endommagés et qu'il n'existe aucun facteur susceptible d'impacter le fonctionnement ou la sécurité. Ce contrôle doit être effectué au moins une fois par semaine. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- L'entretien et les réparations éventuelles ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Le produit ne peut pas être utilisé avec des équipements qui ne sont pas recommandés dans ce mode d'emploi. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Le produit est livré depuis l'usine dans un état calibré pour l'affichage de la saturation en oxygène fonctionnelle.
- Vérifiez qu'aucune pièce ou qu'aucun accessoire ne manque ou n'est endommagé(e) et que le produit fonctionne correctement.
- Le produit usagé, les piles usagées et tous les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants : risque de suffocation.

ATTENTION !

- Risque d'explosion – n'utilisez pas le produit dans un environnement explosif, par exemple à proximité de liquides et de gaz inflammables (par ex. de gaz anesthésiques inflammables) ou de poussières inflammables.**
- N'utilisez pas le produit sur des personnes faisant simultanément l'objet d'un examen par imagerie par résonance magnétique ou par tomographie par ordinateur : risque de brûlures dues au courant induit.**
- Les mesures affichées par le produit ne doivent jamais constituer la seule base sur laquelle repose un diagnostic. Le produit est uniquement conçu comme une aide complémentaire au diagnostic. Le produit doit uniquement être utilisé conformément aux indications d'un médecin et en fonction des symptômes perçus ou mesurables par le patient.**
- Les testeurs de fonctions ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la précision de la mesure du produit.**
- Une utilisation excessive peut entraîner une gêne ou une douleur, notamment pour les utilisateurs présentant des lésions microcirculatoires. La chambre de mesure du produit ne doit pas être appliquée sur le même doigt pendant plus de deux heures.**
- Des restrictions plus strictes doivent être appliquées à certains utilisateurs. Le produit ne doit pas être appliqué sur des tissus endoloris ou blessés ou sur des tissus présentant un œdème.**
- Le produit émet à la fois une lumière proche infrarouge et un rayonnement infrarouge invisible qui sont nuisibles aux yeux. Par conséquent, ne regardez jamais la source lumineuse du produit.**
- Le produit contient des plastiques de type silicone, PVC, TPU, TPE et ABS. La biocompatibilité de ces matériaux est testée et approuvée conformément aux exigences de la norme ISO 10993-1. N'utilisez pas le produit sur des personnes allergiques aux plastiques PVC, TPU, TPE ou ABS.**
- Le produit ne peut pas être utilisé sur des doigts comportant du vernis à ongles ou d'autres cosmétiques ou des produits de soins de la peau.**
- Le produit est un outil de mesure et n'a aucun effet thérapeutique.**
- Certains testeurs de fonctions ou simulateurs de patients, tels que l'INDEX-2LFE (version du logiciel 3.00, cf. mode d'emploi), peuvent être utilisés pour vérifier si le produit fonctionne normalement.**
- Certains testeurs de fonctions ou simulateurs de patients peuvent également valider l'exactitude de la courbe d'étalonnage copiée de l'appareil, mais ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la précision de l'appareil.**
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un équipement pouvant générer de forts champs électriques ou magnétiques. Le fonctionnement du produit peut être affecté ou influencé par d'autres équipements, tels que des émetteurs radio ou des équipements industriels émettant de fortes radiations électromagnétiques.**
- Les procédures électrochirurgicales en cours peuvent également affecter les résultats des mesures.**
- L'utilisation simultanée de plusieurs produits sur un même patient peut entraîner un risque en raison des courants de fuite simultanés.**
- Le produit donne des indications trop élevées sur les personnes intoxiquées au monoxyde de carbone et ne doit donc pas être utilisé dans un tel cas.**
- Le patient peut utiliser le produit lui-même à des fins d'autocontrôle.**
- N'essayez pas de régler ou d'entretenir le produit pendant la mesure.**

IMPORTANT !

- Assurez-vous qu'aucune condition ou procédure appliquée dans la clinique ne peut endommager le produit ou d'autres équipements.**
- Avant l'utilisation, vérifiez que le produit fonctionne correctement et que les conditions de fonctionnement du produit sont respectées.**
- Pour une mesure plus précise, le patient doit être dans un environnement calme et relaxant pendant la mesure.**
- N'exposez pas le produit à un environnement poussiéreux, à des vibrations, à des substances corrosives, à des substances explosives, à des températures élevées ou à une forte humidité.**
- N'utilisez pas le produit s'il est mouillé.**
- Laissez le produit atteindre la température ambiante avant de l'utiliser s'il est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud ou humide.**
- N'appuyez pas sur les boutons du produit avec des objets pointus ou tranchants.**
- Le produit ne doit pas être désinfecté dans un autoclave ou par toute autre méthode utilisant une haute température ou de la vapeur sous pression. Suivez les instructions de la section concernant l'entretien. Retirez la batterie avant de nettoyer et de désinfecter le produit.**
- Les mesures de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque les plus fiables sont obtenues lorsque la mesure est effectuée sur un doigt « fort », comme le pouce ou le majeur, inséré profondément dans la chambre de mesure. Des doigts froids ou fins ou des ongles longs peuvent altérer la mesure.**
- Le produit est destiné à être utilisé sur les enfants et les adultes.**
- Le produit ne fonctionne pas sur toutes les personnes et tous les types de cors. Arrêtez d'utiliser le produit si vous ne parvenez pas à obtenir des lectures stables.**
- En cas de fonctionnement anormal ou de mesures excessives, retirez le doigt puis réinsérez-le afin de rétablir un fonctionnement normal.**
- Si des erreurs inconnues se produisent pendant la mesure, éteignez le produit en retirant la batterie.**
- La durée de vie du produit est normalement de trois ans à compter de la date de fabrication.**
- La température des tissus dans la chambre de mesure de la SpO2 doit être inférieure à 41 °C. Le produit mesure lui-même cette température.**
- Ne pliez pas ou n'attachez pas les sangles de transport et de suspension du produit pour essayer de réduire le risque que le produit tombe et soit endommagé. Le matériau des sangles de transport et de suspension du produit est choisi pour réduire au minimum le risque de réaction allergique. Cependant, certaines personnes peuvent souffrir d'une réaction allergique. Dans ce cas, il convient de cesser d'utiliser la sangle. Pour réduire au minimum les risques d'accidents et de blessures, la sangle ne doit jamais être portée autour du cou.**
- Le produit possède un indicateur de sous-tension, mais pas d'alarme de sous-tension. Faites attention à l'indicateur et changez les piles lorsqu'il indique une faible tension des piles.**
- Le produit ne dispose pas d'une alarme indiquant un niveau haut ou bas pour les valeurs mesurées. Par conséquent, n'utilisez pas le produit pour la surveillance des patients ou d'autres applications critiques nécessitant une alarme.**
- Si le produit n'est pas utilisé pendant un mois ou plus, retirez les piles pour éviter tout dommage dû à une fuite des piles.**
- Ne soumettez pas le cordon d'alimentation à une traction, une torsion ou toute autre contrainte mécanique.**
- Le traitement du signal et le calcul de la moyenne du produit entraînent un certain retard dans la mise à jour de la valeur de SpO2 affichée. L'intervalle de mise à jour peut être modifié en fonction de la fréquence cardiaque du patient. Lorsque l'intervalle est inférieur à 30 secondes, le temps de calcul de la moyenne dynamique augmente. Cela peut être dû à une dégradation de la qualité du signal, à un faible débit sanguin ou à d'autres problèmes ou troubles.**

- La mesure nécessite un pousl clair chez le patient. En cas de pousls faible, dû par exemple à un choc, à une hypothermie sévère, à une hémorragie importante ou à l'insertion de vasoconstricteurs, la courbe de saturation en oxygène (courbe pléthysmographique) sera atténuée. Dans de telles circonstances, la mesure devient plus sensible aux interférences.**
- Les produits et les pièces jetables ne doivent jamais être utilisés plus d'une fois : risque de mesures inexactes et de détérioration du produit.**
- Sur demande, le fabricant peut fournir certaines informations (schémas de circuits, listes de pièces, illustrations, etc.) afin de faciliter le dépannage et la réparation du produit par un personnel technique qualifié.**
- Le doigt doit être placé correctement dans la chambre de mesure (cf. illustration 5), sans quoi des valeurs de mesure erronées seront obtenues.**
- La lumière entre l'émetteur et le récepteur de lumière doit passer par les artères des doigts du patient. La trajectoire du faisceau doit être totalement exempte de pansements, de tissus et d'autres matériaux étrangers.**
- Une forte lumière du jour ou une forte lumière artificielle, notamment celle des lampes au xénon dans les salles d'opération, mais aussi celle des lampes de photothérapie, des tubes fluorescents ou des chauffages infrarouges peut notamment affecter les résultats des mesures. Afin de réduire au minimum les interférences dues à des sources lumineuses externes, placez correctement le doigt dans la chambre de mesure et couvrez/protégez le produit avec une protection contre la lumière adaptée.**
- Le patient ne doit pas être déplacé ou se déplacer lui-même pendant la mesure, les mouvements du corps ou les efforts pouvant affecter les résultats de la mesure.**
- La mesure ne peut pas être effectuée sur une partie du corps équipée d'un brassard de mesure de la tension artérielle ou dans laquelle on administre une intraveineuse.**
- Les mesures peuvent être peu fiables pendant et immédiatement après une défibrillation.**
- l'équipement à connecter au produit doit répondre aux exigences de la norme IEC 60601-1.**

PICTOGRAMMES	
	Type BF
	Lisez le mode d'emploi
SpO₂%	Pourcentage de saturation en oxygène (%)
PRbpm	Fréquence cardiaque en battements/minute (bpm)
	Faible charge de la batterie (remplacez les piles dès que possible pour éviter les erreurs de mesure)
	- Aucun doigt dans la chambre de mesure. - Signal de mesure insuffisant.
	Borne positive de la pile
	Borne négative de la pile
	Sortie du mode veille
SN	Numéro de série
	Arrêt de l'alarme
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.
IP22	Indice de protection
	Limites de température pour le transport et le stockage
	Limites d'humidité pour le transport et le stockage
	Limites de pression atmosphérique pour le transport et le stockage
	Le produit est conforme à la directive du Conseil 93/42/CEE du 14 juin 1993, y compris aux suppléments en vertu de la directive du Conseil 2007/47/CEE applicable à partir du 21 mars 2010 concernant les dispositifs médicaux.
	REPRÉSENTANT EUROPÉEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure, fréquence cardiaque	30 à 250 battements/min
Alimentation électrique	2 piles R03 (AAA), 1,5 V alcalines ou rechargeables
Tension	2,6 à 3,6 V
Autonomie de la batterie	24 h en cas d'utilisation continue
Consommation électrique	≤ 25 mA
Dimensions	1 57 x 1 31 x H 32 mm
Poids	env. 50 g (piles incluses)
Classe de protection	Équipement avec alimentation interne, type BF, partie appliquée au patient
Indice de protection	IP22

SpO₂ (cf. note 1)	
Plage d'affichage	0 à 99 %
Plage de mesure	0 à 100 %
Précision (cf. note 2)	±2 % dans la plage 70 à 100 % de SpO2, non spécifié en dessous de 70 %
Résolution	1 %
Fréquence cardiaque	
Plage d'affichage	30 à 250 battements/min
Plage de mesure	30 à 250 battements/min
Précision	±2 battements/min ou ±2 % (valeur la plus élevée des deux)
Résolution	1 battement/min
Précision en cas de faible perfusion (cf. note 3)	Faible perfusion 0,4 % ; SpO2 : ±4 % ; fréquence cardiaque : ±2 battements/min ou ±2 % (valeur la plus élevée des deux)
Sensibilité aux interférences, lumière	Dans des conditions d'éclairage normales, l'écart de mesure de la SpO2 est ≤ 1 %
Capteur optique (cf. note 4)	
Rouge proche infrarouge	longueur d'onde de la lumière 660 nm, sortie optique 6,65 mW
Rayonnement infrarouge	longueur d'onde 905 nm, sortie optique 6,75 mW

BEM.

- La précision de la SpO2 indiquée doit être étayée par des mesures cliniques sur toute la plage de mesures. La saturation en oxygène (SpO2) devra être maintenue stable dans la plage de 70 à 100 % par des moyens artificiels et comparée aux valeurs de SpO2 mesurées simultanément avec un oxymètre de pousls secondaire standard afin de créer des données appréciables pouvant être utilisées pour l'analyse de la précision. 12 volontaires sains (6 hommes et 6 femmes âgés de 18 à 45 ans, dont 2 à la peau foncée fortement pigmentée, 8 à la peau moyennement pigmentée et 2 à la peau légèrement pigmentée) ont été inclus dans l'étude.

- Étant donné que les mesures prises avec un oxymètre de pousls sont statistiquement réparties, on peut s'attendre à ce qu'environ deux tiers des mesures seulement soient à ± Arms de la valeur mesurée avec un OXYMÈTRE DE POULS SECONDAIRE.
- Pourcentage de modulation du signal infrarouge comme indication de l'intensité du signal pulsatile, un simulateur de patient a été utilisé pour la vérification de la précision en cas de faible perfusion. Les valeurs de SpO2 et de fréquence cardiaque diffèrent en raison de la faible intensité du signal. Faites une comparaison avec les valeurs de SpO2 et de fréquence cardiaque d'entrée connues.
- Aussi bien les capteurs de lumière (récepteurs de lumière) que les émetteurs de lumière peuvent influencer et être influencés par d'autres équipements médicaux fonctionnant dans la même plage de longueur d'onde. Les professionnels de santé, pratiquant par exemple la photothérapie, doivent en tenir compte.
- La précision de la mesure de la fréquence cardiaque a été vérifiée avec le simulateur de patient et est prise comme valeur efficace de la différence entre la valeur de la fréquence cardiaque mesurée et la valeur de la fréquence cardiaque définie dans le simulateur.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Remise	
Température	-40 à 60 °C
Humidité relative	≤ 95 %
Pression atmosphérique	500 à 1 060 hPa
Utilisation	
Température	10 à 40 °C
Humidité relative	≤ 75 %
Pression atmosphérique	700 à 1 060 hPa

Fabricant

Contec medical systems co., LTD
No. 112 Qinhuang West Street, economic and technical development Zone, Qinhuangdao, Hebei province, people´s republic of China.
N° de téléphone : 0086-3358015430 Fax : 0086-335-8015431
site Web : www.contecmed.com

Représentant européen

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56,40239 Duesseldorf, Germany

Tel: 0049 211 3105 4698, E-mail: med@eulinx.eu

DESCRIPTION
PIÈCES
- Interrupteur - Affichage de la saturation en oxygène - Indicateur de sous-tension - Affichage de la fréquence cardiaque - Indicateur de la fréquence cardiaque (barre)
FIG. 26
VUE D'ENSEMBLE

La saturation en oxygène (SpO₂) indique la proportion totale d'hémoglobine dans le sang qui est constituée d'HbO₂, une mesure de la concentration en oxygène dans le sang. Il s'agit d'un paramètre respiratoire et circulatoire important. Plusieurs maladies respiratoires peuvent réduire la saturation du sang en oxygène (SpO2). Des dysfonctionnements du système d'oxygénation et de régulation de l'organisme, des blessures lors d'une intervention chirurgicale ou d'autres procédures ou examens médicaux peuvent également nuire à l'oxygénation de l'organisme et se manifester, par exemple, par des vertiges, une impuissance et des nausées/vomissements. Dans les cas les plus graves, ces symptômes peuvent comporter un danger de mort. La capacité de déterminer rapidement et précisément la SpO2 d'un patient est donc d'une grande importance pour détecter et éviter à temps un danger potentiel. La mesure est d'une grande précision et permet une grande répétabilité. L'utilisateur doit simplement insérer un doigt dans l'ouverture de la chambre de mesure IR. La saturation en oxygène (SpO2) s'affiche alors à l'écran.

Applications

Le produit peut être utilisé pour la mesure de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque au bout du doigt. L'intensité de la fréquence cardiaque est indiquée par une barre à l'écran. Le produit est aussi bien adapté à un usage domestique privé qu'à une utilisation dans les centres de santé, les hôpitaux, etc.

MONTAGE
PILE
- Insérez 2 piles R03 (AAA) en respectant la polarité. - Fermez le compartiment à piles.
FIG. 27
REMARQUE !
Insérez les piles avec précaution – une insertion incorrecte peut endommager le produit. Si le symbole de la batterie clignote, cela signifie que son niveau est faible.

MONTAGE DU RUBAN
- Faites passer une extrémité du ruban dans le trou. - Enfilez la deuxième partie du ruban dans la première boucle et serrez.
FIG. 28
UTILISATION
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Principe de mesure

Les données de mesure sont traitées selon une formule empirique basée sur la loi de Beer-Lambert pour les propriétés d'absorption du rayonnement infrarouge et de la lumière proche infrarouge de l'hémoglobine réduite (Hb) et de l'oxyhémoglobine (HbO₂). La mesure est effectuée en utilisant la technologie des cellules photoélectriques, avec deux faisceaux de différentes longueurs d'onde focalisés sur l'extrémité du doigt par l'intermédiaire d'une pince de mesure avec capteur d'extrémité de doigt. Le signal de mesure est enregistré par une cellule photoélectrique et analysé par un microprocesseur, après quoi les résultats de la mesure s'affichent à l'écran.

- Emetteurs de rayonnement infrarouge et de lumière proche infrarouge.
- Récepteur de rayonnement infrarouge et de lumière proche infrarouge.

FIG. 29

Limites cliniques

- La mesure nécessite un pousls clair chez le sujet. En cas de pousls faible, dû par exemple à un choc, à une hypothermie sévère, à une hémorragie importante ou à l'utilisation de vasoconstricteurs, la courbe de saturation en oxygène (courbe pléthysmographique) sera atténuée. Dans de telles circonstances, la mesure devient plus sensible aux interférences.
- Pour les personnes ayant une forte pigmentation de la peau ou des niveaux élevés de produit de contraste (tels que le bleu de méthyle ou le vert indigo), la mesure de la saturation en oxygène avec cet article peut se révéler peu fiable.
- Pour les personnes présentant une hypoxie anémique et une hypoxie toxique, ou des troubles de l'hémoglobine tels que l'hémoglobine liée au monoxyde de carbone (HbCO), l'hémoglobine liée à la méthylation (HbMe) ou l'hémoglobine liée aux sulfates (HbSu), les mesures de la saturation en oxygène avec ce produit peuvent se révéler peu fiables. Dans certains cas, le produit peut

- Indiquer une hypoxie, mais non un prélevement supplémentaire par d'autres méthodes est nécessaire pour s'en assurer.
- La saturation en oxygène étant utilisée comme valeur de référence pour l'évaluation de l'hypoxie anémique et de l'hypoxie toxique, certaines personnes souffrant d'hypoxie sévère peuvent présenter de bonnes valeurs de saturation en oxygène.
- Contre-indication(s) : aucune.

UTILISATION
- Insérez les deux piles en respectant la polarité si cela n'a pas déjà été fait et remplacez le couvercle du compartiment à piles. - Ouvrez la chambre de mesure comme indiqué sur l'illustration.
FIG. 30
- Insérez le doigt et placez-le contre les tampons en caoutchouc de la chambre de mesure, vérifiez que le doigt est correctement positionné et fermez la chambre de mesure autour du doigt. - Appuyez une fois sur l'interrupteur du panneau avant. - Asseyez-vous et gardez la main et le doigt immobiles pendant la mesure. - Lisez les résultats de la mesure. - Ouvrez la chambre de mesure et réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton.
REMARQUE !
L'ongle doit faire face à l'émetteur (source de lumière).

ENTRETIEN

- Nettoyez et séchez le produit avant et après chaque utilisation conformément aux instructions ci-dessous.
- Remplacez les piles lorsque l'indicateur de sous-tension apparaît.
- Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Le produit n'a pas besoin d'être calibré pendant l'entretien.

NETTOYAGE

- Éteignez le produit et retirez les piles avant de le nettoyer.
- N'immergez pas le produit ou les piles dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Nettoyez la chambre de mesure à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool à 75 %.
- Essayez le ruban et l'extérieur du produit avec un chiffon doux humidifié avec une solution savonneuse ou de l'alcool isopropylique et laissez-les sécher à l'air libre ou essayez-les à nouveau avec un chiffon propre et doux. Ne vaporisez pas l'alcool ou tout autre liquide directement sur le produit et ne laissez pas de liquide pénétrer dans le produit.

ATTENTION !
Le produit ne doit pas être stérilisé dans un autoclave. N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
TRANSPORT ET STOCKAGE
- Le produit peut être transporté dans un emballage approprié par des sociétés de courrier et de transport régulières ou dans le cadre d'un accord de transport spécial. Protégez le produit contre les impacts, les chocs, les vibrations et la pluie ou les autres projections d'eau. Le produit ne doit pas être transporté avec des marchandises dangereuses ou corrosives. - Le produit doit être stocké dans un emballage approprié, dans un endroit bien ventilé et exempt d'atmosphères corrosives, à une température comprise entre -40 et +60 °C et dans une humidité relative n'excédant pas 95 %.
ATTENTION !
Stockez le produit dans un endroit sec. L'humidité peut diminuer la durée de vie du produit ou endommager le produit.

RECHERCHE DE PANNES		
Problème	Cause possible	Solution
La saturation en oxygène (SpO₂) et la fréquence cardiaque ne s'affichent pas normalement.	Le doigt n'est pas correctement positionné dans la chambre de mesure.	Placez votre doigt correctement et réessayez.
	Le patient n'est pas immobile ou ne garde pas le doigt immobile.	Aidez le patient à rester complètement immobile.
	Les conditions de fonctionnement du produit ne sont pas respectées.	Utilisez le produit dans des conditions de fonctionnement correctes.
	Le produit présente un dysfonctionnement.	Contactez le revendeur.
La saturation en oxygène (SpO₂) et la fréquence cardiaque ne s'affichent pas de manière stable.	Le doigt n'est pas inséré assez profondément dans la chambre de mesure.	Placez votre doigt correctement et réessayez.
	Le patient n'est pas immobile ou ne garde pas le doigt immobile.	Aidez le patient à rester complètement immobile.
Le produit ne démarre pas.	Les piles sont déchargées.	Changez les piles.
	Les piles ont été mal insérées.	Insérez les piles correctement.
Le produit présente un dysfonctionnement.	Le produit présente un dysfonctionnement.	Contactez le revendeur
	Le produit est passé en mode économie d'énergie.	Il ne s'agit pas d'une erreur. Aucune action n'est nécessaire.
l'écran s'éteint soudainement.	Les piles sont déchargées.	Changez les piles.
	Le produit présente un dysfonctionnement.	Contactez le revendeur

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)
Directives et certificats du fabricant concernant la compatibilité électromagnétique pour les équipements et les systèmes.

REMARQUE !
Le produit doit être utilisé dans un environnement électromagnétique et dans des conditions électromagnétiques conformes aux directives ci-dessous. Des erreurs de mesure peuvent se produire si le produit est exposé à des fréquences radio ou à des champs électromagnétiques. Les autres équipements utilisés à proximité du produit doivent donc répondre aux exigences de CEM correspondantes. Les téléphones portables, les appareils à rayons X et les équipements d'imagerie par résonance magnétique constituent des sources potentielles d'interférences, car ils peuvent émettre des rayonnements électromagnétiques de haute intensité. Consultez le chapitre précédent pour connaître les valeurs minimales des signaux physiologiques de l'utilisateur. Si le produit fonctionne avec des valeurs inférieures aux valeurs minimales spécifiées ci-dessus, la précision de la mesure sera faible. Si des pièces de rechange, des accessoires ou des câbles autres que ceux recommandés ou vendus par le fabricant sont utilisés, le rayonnement électromagnétique du produit peut augmenter ou son immunité électromagnétique peut diminuer. Le produit ne doit pas être utilisé à proximité immédiate d'un équipement électrique ou placé entre ou rempli sur différents équipements électriques. Si une telle utilisation devient nécessaire, les performances du produit doivent être vérifiées pour s'assurer qu'une dégradation inacceptable des performances ne se produit pas dans la configuration de l'équipement applicable. Les appareils et les systèmes peuvent être perturbés par d'autres équipements, même s'ils sont conformes aux exigences nationales applicables.

- Performances de base : la précision absolue de la mesure de la SpO2 est de ±2 % dans la plage de mesure 70 à 100 %, la précision de la mesure de la fréquence cardiaque est de ±2 battements/min ou de ±2 % (valeur la plus élevée des deux) dans la plage de mesure 30 à 250 battements/min.**

DIRECTIVES ET CERTIFICAT DU FABRICANT POUR LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE				
Le produit est destiné à être utilisé dans des environnements électromagnétiques conformément aux spécifications ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du produit de s'assurer que l'environnement électromagnétique dans lequel le produit est utilisé est conforme à ces spécifications.				
Test d'émissions	Conformité	Directives concernant l'environnement électromagnétique		
Rayonnement radioélectrique CISPR 11	Groupe 1	Dans le produit, de l'énergie en radiofréquence est utilisée uniquement pour les fonctions internes. Le rayonnement radioélectrique émis vers l'extérieur est donc très faible et la probabilité qu'il provoque des interférences dans les équipements électroniques voisins est faible.		
Rayonnement radioélectrique CISPR 11	Classe B	Les équipements de classe B peuvent être utilisés à des fins domestiques ainsi que dans des installations directement connectées à des réseaux électriques à basse tension dans des bâtiments résidentiels.		

Directives et certificats du fabricant concernant l'immunité électromagnétique des équipements et des systèmes.

DIRECTIVES ET CERTIFICATS DU FABRICANT CONCERNANT L'IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE			
Le produit est destiné à être utilisé dans des environnements électromagnétiques conformément aux spécifications ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du produit de s'assurer que l'environnement électromagnétique dans lequel le produit est utilisé est conforme à ces spécifications.			
Test d'immunité	Niveau de test selon IEC 60601	Niveau de conformité	Directives concernant l'environnement électromagnétique
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	±8 kV sur la ligne porteuse 15 kV sur l'entrefer	±8 kV sur la ligne porteuse 15 kV sur l'entrefer	La surface du plancher doit être en bois, en béton ou en brique. Dans les pièces équipées d'un revêtement de sol synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %. Le cas échéant, suivez les recommandations du fabricant concernant la protection contre les décharges électrostatiques.
Champ magnétique de la fréquence du réseau (50 Hz) IEC-61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Le champ magnétique de la fréquence du réseau doit correspondre aux niveaux caractéristiques d'un site d'utilisation normal dans un environnement commercial ou hospitalier classique.

DIRECTIVES ET CERTIFICATS DU FABRICANT CONCERNANT L'IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le produit est destiné à être utilisé dans des environnements électromagnétiques conformément aux spécifications ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du produit de s'assurer que l'environnement électromagnétique dans lequel le produit est utilisé est conforme à ces spécifications.

Test d'immunité	Niveau de test selon IEC 60601	Niveau de conformité	Directives concernant l'environnement électromagnétique
Interférences en radiofréquence filaires IEC 61000-4-6	3 V (0,15 à 80 MHz), 6 V (bande ISM 0,15 à 80 MHz)	3 V (0,15 à 80 MHz), 6 V (bande ISM 0,15 à 80 MHz)	Les équipements de radiocommunication portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance d'une partie du produit ou de ses câbles plus proche que la distance minimale recommandée selon l'équation applicable à l'émetteur en question. Distance minimale recommandée $d = \left[\$

